

BioBiteCorrector® Sleep Appliance

Die CAD/CAM Anti-Schnarchschiene



Vorteile:

- Anti-Schnarchscharnier vollständig aus Titan
- Biokompatibel und hypoallergen
- Thermoaktive Flexibilität
- MMA-frei (0% Restmonomergehalt)
- Selbstadjustierend mit Memoryeffekt
- Geringe Bissperre
- Stufenlose Titration (Einstellung)
- Kalibrierte Einstellung mittels Distanzhülsen
- Hoher Tragekomfort durch Kugelgelenke
- Digitales 3D-Design (CAD/CAM)
- Schienenoberfläche mit okklusaler Abstützung
- Bewährte BioBiteCorrector®-Scharnier Vorteile
- Hochwertig gefräste Schienen
- Hoher Tragekomfort durch flaches Design

Content controlled, updates and corrections are subject to change without prior notice – Bild Titelseite © shutterstock.com - Edited 120 BBC LAB DE 04/2020

orthotec **bbc** **LAB**
Fachlabor für Schlafmedizin und Kieferorthopädie

BBC-Orthotec GmbH
Innsbrucker Str. 2
D-83435 Bad Reichenhall

Tel.: +49 8651 9650099
Fax: +49 8651 9650098
E-Mail: lab@bbc-orthotec.de

*alle Preise exklusive 7% Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten, gültig ab 01.01.2020

orthotec **bbc** **LAB**

Ihr Fachlabor für
Schlafmedizin und
Kieferorthopädie



BBC-Orthotec LAB ist ein zahntechnisches Fachlabor für Kieferorthopädie und Schlafmedizin. Wir fertigen kieferorthopädische Apparaturen und Anti-Schnarchschiene auf der Grundlage unserer Produkte.

Digitaler Workflow:

Auf der Basis von Intraoralscans bzw. Gipsmodellen stellen wir im digitalen und konventionellen Verfahren unsere Apparaturen in Deutschland her.

Die BioBiteCorrector® **Sleep Appliance** wird digital mittels einer 3D-Software konstruiert. Anschließend werden die Schienen gefräst (CAD/CAM Verfahren).

Die BioBiteCorrector® **Herbst Appliance** wird mittels einer 3D-Software (CAD-Verfahren) konstruiert. Anschließend wird die Apparatur im 3D-Metalldruck-Verfahren (CAM / Lasermelting) hergestellt.



BioBiteCorrector® Herbst Appliance

Das CAD/CAM BBC Herbst



ab **499,- €***
siehe unten

Vorteile:

- Als BEL vertragszahnärztliche Kassenleistung abrechenbar
- Hoher Tragekomfort durch flaches BBC SA Design
- 3D-Metalldruck-Verfahren
- Konstruktionsbiss nicht erforderlich
- Alle BBC-Komponenten sind direkt „Chairside“ austauschbar
- Bewährte BioBiteCorrector®-Scharnier Vorteile

*Abrechnungsbeispiel:

BEL vertragszahnärztliche Kassenabrechnung und Rabatt auf BioBiteCorrector® (Material) alle Preise exklusive 7% Mehrwertsteuer

BioBiteCorrector® Twin Appliance

Das moderne FKO-Gerät



ab **359,- €***
siehe unten

Vorteile:

- Als BEL vertragszahnärztliche Kassenleistung abrechenbar
- Der BioBiteCorrector® MS & SP kann von den Platten abgeschraubt werden und bei Bedarf später am selben Patienten an einer Multibracketapparatur angeschraubt werden
- Konstruktionsbiss nicht erforderlich
- Ohne okklusale seitliche Aufbisse - für eine einfache Bisshebung und einen besseren Tragekomfort
- Keine Zungenraumeinengung für einen besseren Sprachkomfort
- Auch als gefräste Schienen-Version erhältlich
- Bewährte BioBiteCorrector®-Scharnier Vorteile