



BBC-Orthotec GmbH
Innsbrucker Str. 2
D-83435 Bad Reichenhall

Tel.: +49 8651 9650099
Fax: +49 8651 9650098
E-Mail: lab@bbc-orthotec.de



BioBiteCorrector® Herbst

Die festsitzende
Zahnspange zur
Korrektur eines
Überbisses




BioBiteCorrector® Herbst

Die festsitzende Zahnspange zur Korrektur eines Überbisses



Die BioBiteCorrector® Herbst Zahnspange ist ein sogenanntes funktionskieferorthopädisches Gerät und die moderne Version des bekannten Herbst-Scharniers.

Diese Version der BioBiteCorrector® Herbst Zahnspange ist die stabile und festsitzende Lösung zur Korrektur eines Überbisses. Ein Überbiss ist eine Unterkiefer-Rücklage mit schlechter Verzahnung.



eine weniger gute Verzahnung

eine gute Verzahnung

Vorteile:

- Schnelles Ergebnis
- Die Apparatur ist mitarbeitersunabhängig, wirkt 24 Stunden pro Tag und ist deshalb sehr erfolgreich. Die Korrektur der Unterkiefernücklage erfolgt schneller als mit herausnehmbaren Geräten
- Modernes digitales CAD/CAM Design
- Das sehr flache und grazile Design sorgt für einen tollen Trage- und Sprachkomfort. Die Metallbasis sorgt für hohe Stabilität.
- Biokompatibles Titan
- Das BBC Teleskop ist vollständig aus Titan gefertigt und lasergeschweißt.
- Guter Biss
- Der BBC sorgt für eine richtige Unterkieferposition und dafür, dass die Zähne richtig miteinander verzahnen.
- Kürzere Bracket-Tragezeit
- Korrigiert die Unterkiefernücklage vor der Behandlung mit der festen Zahnspange (Brackets). Die Behandlungszeit mit Brackets wird verkürzt.

