



**Vertrieb:**  
BBC-Orthotec GmbH  
Innsbrucker Str. 2  
D-83435 Bad Reichenhall

Tel.: +49 8651 9650099  
Fax: +49 8651 9650098  
E-Mail: [info@bbc-orthotec.de](mailto:info@bbc-orthotec.de)



## BioBiteCorrector<sup>®</sup> Twin

Die herausnehmbare  
Zahnspange zur  
Korrektur eines  
Überbisses




## BioBiteCorrector® Twin

### Die herausnehmbare Zahnspange zur Korrektur eines Überbisses



Die BioBiteCorrector® Twin Zahnspange ist ein sogenanntes funktionskieferorthopädisches Gerät.

Diese Version der BioBiteCorrector® Twin Zahnspange ist die herausnehmbare Lösung zur Korrektur eines Überbisses. Ein Überbiss ist eine Unterkiefer-Rücklage mit schlechter Verzahnung.



eine weniger gute  
Verzahnung

eine gute  
Verzahnung

## Vorteile:

- **Guter Biss**

Der BBC sorgt für eine richtige Unterkieferposition und dafür, dass die Zähne richtig miteinander verzahnen. Voraussetzung für die Wirksamkeit der herausnehmbaren Zahnspange ist die Mitarbeit des Patienten.

- **Hoher Tragekomfort**

Ein guter Tragekomfort wird durch einen zweiteiligen Aufbau der Zahnspange garantiert. Die zwei Basen im Oberkiefer und Unterkiefer besitzen einen guten Halt. Das Resultat ist bester Trage- und Sprachkomfort bei sehr hohem Therapieerfolg.

- **Biokompatibles Titan**

Das BBC Teleskop ist vollständig aus Titan gefertigt und lasergeschweißt. Die Klemmschrauben und Distanzhülsen sind ebenfalls aus Titan gefertigt.

- **Kaum sichtbar**

Der BioBiteCorrector® Twin ist von außen kaum sichtbar.

