



Fachlabor für Schlafmedizin und Kieferorthopädie

BBC-Orthotec GmbH
Innsbrucker Str. 2
D-83435 Bad Reichenhall

Tel.: +49 8651 9650099
Fax: +49 8651 9650098
E-Mail: lab@bbc-orthotec.de



Fachlabor für Schlafmedizin und Kieferorthopädie

BioBiteCorrector[®] Sleep Appliance

Die Anti-Schnarchschiene mit Titan-Kugelgelenk- Teleskop



*alle Preise exklusive 7% Mehrwertsteuer,
zzgl. Versandkosten, gültig ab 01.01.2020

Die BioBite**Corrector**[®] **Sleep Appliance** Schiene besitzt als erste Anti-Schnarchschiene weltweit ein vollständig aus Titan gefertigtes Unterkiefer-Protrusionsscharnier mit Kugelgelenken.


Titan - biokompatibel und hypoallergen.

Das Scharnier ist leicht, grazil und gleichzeitig äußerst stabil. Durch seine vier Kugelgelenke erlaubt die BioBite**Corrector**[®] **Sleep Appliance** alle Mund- und Kieferbewegungen. Das Resultat ist ein hoher Trage- und Sprachkomfort.

Digitaler Workflow made in Germany:

Die BioBite**Corrector**[®] **Sleep Appliance** wird mittels einer 3D-Software konstruiert. Anschließend werden die Schienen gefräst (CAD/CAM Verfahren).

Die BioBite**Corrector**[®] **Sleep Appliance** wird vollständig in Deutschland hergestellt.



BioBite**Corrector**[®] **Sleep Appliance**

Die wirksame Behandlung von Schnarchen und Schlafapnoe



Vorteile:

- Anti-Schnarchscharnier vollständig aus Titan
- Biokompatibel und hypoallergen
- Thermoaktive Flexibilität
- MMA-frei (0% Restmonomergehalt)
- Selbstadjustierend mit Memoryeffekt
- Geringe Bissperre
- Stufenlose Titration (Einstellung)
- Kalibrierte Einstellung mittels Distanzhülsen
- Hoher Tragekomfort durch Kugelgelenke
- Digitales 3D-Design (CAD/CAM)
- Schienenoberfläche mit okklusaler Abstützung
- Bewährte BioBite**Corrector**[®]-Scharnier Vorteile
- Hochwertig gefräste Schienen
- Hoher Tragekomfort durch flaches Design